

SI系列恒温摇床(卧式) 说明书

一、产品简介

SI系列恒温摇床适用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门做细胞培养、发酵、杂交，酶和细胞组织的研究。

二、结构特点

- 1、集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少，特种玻璃超大可视窗，造型豪华美观；
- 2、外壳为优质钢板制作、镜面不锈钢腔体组件；
- 3、大屏幕背光液晶显示屏，可以分别显示温度与速度，具有定时功能；
- 4、设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作；
- 5、设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行；
- 6、设有开门自停保护装置，保护物体安全并配有高强度气拉杆，开门轻松自如；
- 7、直流无刷电机，更稳定、更可靠；
- 8、具有紫外杀菌消毒功能。

三、技术参数

型号	SI500F	SI2000F
旋转频率 (rpm)	20-300	
频率精度 (rpm)	±1	
摆振幅度 (mm)	Φ26	
标准配置	500ml×28支	2000ml×12支
最大容量	250ml×36支或500ml×28支 或1000ml×18支	1000ml×18支或 2000ml×12支或 3000ml×8支或 5000ml×6支
托盘尺寸 (mm)	920×510	
定时范围	1~9999min	
温控范围 (°C)	4-60 (制冷型)	
温控精度 (°C)	±0.1	
温度均匀度 (°C)	±1	
显示方式	LCD	
托盘数量	1块	
外形尺寸(mm)W×D×H	1200×740×800	1200×740×1000
功率 (W)	866	951
容积(mm)W×D×H	970×565×280 (153L)	970×565×480 (263L)
电源	AC220V±10% 50-60Hz	



Beijing Labgic Technology Co., Ltd.

Add: No.9 Yumin Street, Area B of the Airport Industrial Zone,
Shunyi District, Beijing 101318 China
Toll Free: 400-600-4213
Website: www.labgic.com

