

## DAS系列热空气消毒箱说明书

### 一、产品简介

利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒作用，其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

### 二、结构特点

- 1、精确：高精度微电脑液晶显示温控仪，控温精确、可靠；
- 2、迅速：升温快，强迫对流，干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短；
- 3、安全：采用二套超温保护系统，超过限制即自动中断，确保人员、仪器安全，并装有漏电保护器；
- 4、方便：可以从仪表设置定时，搁板位置可移动，便于箱内清洁，使用方便。

### 三、技术参数

| 型号            | DAS-30      | DAS-42      | DAS-45      | DAS-50      | DAS-60      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 容积 (L)        | 25          | 54          | 81          | 138         | 252         |
| 控温范围 (°C)     | 室温+10~250   |             |             |             |             |
| 温度分辨率/波动度     | 0.1°C/±1°C  |             |             |             |             |
| 工作环境温度 (°C)   | +5~40       |             |             |             |             |
| 输入功率 (W)      | 650         | 1000        | 1500        | 1600        | 2450        |
| 内室尺寸(mm)W×D×H | 300×300×280 | 420×370×350 | 450×400×450 | 500×500×550 | 600×600×700 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 580×500×450 | 710×560×530 | 730×530×690 | 780×530×800 | 880×730×950 |
| 载物托架 (标配)     | 2块          | 2块          | 2块          | 3块          | 3块          |
| 定时范围          | 1~9999min   |             |             |             |             |
| 电源电压          | 220V, 50HZ  |             |             |             |             |

